

AQUAJET®

350
грамм

Легкий и удобный
для перевозки и хранения

USB

Зарядка аккумуляторной
батареи от любого USB-адаптера

Индикатор

Индикатор заряда
аккумуляторной батареи
и режимов использования

Две насадки

Две индивидуальные маркированные
насадки в комплекте

65
дБ

Низкий уровень шума

160
мл

Удобный контейнер объемом
160 мл. в комплекте

1500
пульс./мин.

Пульсирующая струя воды
чистит зубы и массирует десны

1.2
уровня

Выбор давления струи
для безопасного и комфортного
использования

Подробная информация по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699
Fax: 65-62342197 E-mail: info@littledoctor.sg

Товар сертифицирован.

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2021

* Зарегистрированные товарные знаки Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

P59371809/01

AQUAJET®

LD-A3 ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА



DAF®

Ирригатор с системой DAF®
(Double Aqua Flow) позволяет
использовать любую
доступную ёмкость
или штатный контейнер.

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!



AQUAJET®



ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА

LD-A3

Ирригатор AQUAJET LD-A3 сочетает минимальный размер, комфорт и удобство в дороге. При этом, по своим параметрам, он не уступает многим стационарным моделям.



DAF® СИСТЕМА DAF® (Double Aqua Flow)

Уникальная система DAF® позволяет использовать с ирригатором как штатный контейнер для жидкости, так и любую удобную емкость.

Если объем штатного контейнера для вас недостаточен, просто опустите трубку в подходящую емкость, например стакан.



ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!



ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

В комплекте есть все для использования, где бы вы ни были: зарядное устройство, USB кабель, 2 насадки и трубка для дополнительной ёмкости.



КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Принадлежности удобно хранить в штатном контейнере.



USB ПИТАНИЕ

Зарядку аккумулятора можно проводить от любого источника питания с USB разъемом.



ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ

Контейнер легко наполнить в любых условиях.

