

AQUAJET®

ирригаторы полости рта



*Идеальное средство
для идеальной улыбки*

Клинически подтвержденная эффективность для профилактики и лечения околозубных заболеваний (гингивита, пародонтита), массажа слизистой оболочки ротовой полости и ухода за зубами.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

идеальное средство для идеальной улыбки

По статистике, почти все, в возрасте старше 35 лет, либо уже воспользовались услугами стоматолога-ортопеда, либо в этом нуждаются.

Однако, зубные протезы и коронки невозможно полностью очистить обычной зубной щеткой. Скопление болезнетворных бактерий у основания протезов или коронок приводит к воспалению слизистой полости рта, что может стать причиной отторжения имплантатов, пародонтоза, деминерализации эмали зубов.



Для лечения и профилактики такого рода заболеваний в последние годы большую популярность снискали ирригаторы полости рта.

Ирригатор позволит предотвратить развитие гингивита у беременных женщин, быстрее справиться с воспалением десен и уменьшит их кровоточивость.

AQUAJET®

Что такое ирригатор

Ирригатор эффективно очищает межзубные пространства и десневые бороздки, удаляя зубной налет. Струя воды достигает области, недоступные при чистке обычной зубной щеткой или нитью. Мощный пульсирующий напор воды массирует десны, улучшая кровообращение.



AQUAJET особенно необходим, если используются:

- АППАРАТЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА
- КОРОНКИ
- ПРОТЕЗЫ ЗУБОВ
- ИМПЛАНТАТЫ



Регулярное использование AQUAJET сохранит ваши зубы и десны здоровыми!

AQUAJET

LD-A8

новое воплощение
в современном
дизайне



ОДОБРЕНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
РОССИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

преимущества



Плавная регулировка напора

Плавная регулировка силы струи позволяет обеспечить комфортное применение прибора как детьми, так и взрослыми, даже с воспалительными процессами в полости рта.



Эргономичное управление

Soft-Touch – прорезиненное покрытие органов управления делает использование легким и приятным.



Отсек для хранения насадок

Оригинальный вынимающийся отсек предназначен для хранения индивидуальных насадок.



Возможность крепления на стену

Специальный дизайн задней панели позволяет закрепить прибор на стене, за счет чего достигается дополнительная экономия места и удобство использования.

«Настоятельно рекомендую AQUAJET LD-A8 всем пациентам для повседневного использования, особенно, после протезирования и имплантации!»

ЖУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Стоматолог-хирург, главный врач, кандидат медицинских наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, автор книг, статей, монографий по дентальной имплантации. Имплантацией занимается более 25 лет.
<http://www.zhusev.ru>



AQUAJET

LD-A8

детский дизайн



ОДОБРЕНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
РОССИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

AQUAJET®

уход за брекетами – это просто

Яркий дизайн этого ирригатора AQUAJET приучит ребенка к правильной гигиене полости рта с раннего детства и на всю жизнь!



Начинать пользоваться ирригатором полости рта детям можно одновременно с началом самостоятельного использования зубной щетки, под контролем взрослого человека. Детям часто не хватает терпения и усидчивости для тщательной чистки зубов, а использование ирригатора позволяет наилучшим способом провести гигиену полости рта.



Ирригатор AQUAJET – самый лучший вариант для чистки зубов с установленной брекет-системой. Он может полностью заменить зубную нить и ершик. Время гигиены полости рта сокращается в несколько раз.

AQUAJET

LD-A3

портативный



3 ЦВЕТОВЫХ
ИСПОЛНЕНИЯ



ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ПОЛОСТИ РТА, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

AQUAJET®

преимущества



Система DAF® (Double Aqua Flow)

Уникальная система DAF® позволяет использовать с ирригатором как штатный контейнер для жидкости, так и любую удобную емкость.



Все необходимое

В комплекте есть все для использования, где бы вы ни были: зарядное устройство, USB кабель, 2 насадки и трубка для дополнительной ёмкости.



Компактное хранение

Принадлежности удобно хранить в штатном контейнере.



USB зарядка

Зарядку аккумулятора можно проводить от любого источника питания с USB разъемом.



Продуман до мелочей


Контейнер легко наполнить в любых условиях.

характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	LD-A8	LD-A3
Питание прибора	200-240В, 50Гц	5В, 500мА
Емкость аккумулятора	–	2x1250 мА/час
Давление струи воды	3-8 атм.	4-6 атм.
Регулировка напора	плавная	2 режима
Частота пульсации	1200 имп./ мин	1500 имп./ мин
Емкость контейнера	500 мл	160 мл
Количество насадок в комплекте	4 шт.	2 шт.
Гарантия	12 месяцев	24 месяца
Внешние размеры	180x165x140 мм	54.5 x50x220.5 мм
Вес	1470 г.	350 г.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

принадлежности




Насадка LD-SA01.

Количество в упаковке: 2 шт.

Для ирригаторов AQUAJET моделей LD-A8 и LD-A3.

Расходный материал.



Насадка LD-SA02.


Количество в упаковке: 2 шт.

Для ирригаторов AQUAJET моделей LD-A8 и LD-A3.

Особенности:

- имеет мягкую насадку для безболезненного контакта с деснами и зубами.
- безопаснее и проще для использования детьми.

Расходный материал.



Насадка LD-SA05.

Количество в упаковке: 2 шт.

Для ирригаторов AQUAJET моделей LD-A8 и LD-A3.

Особенности:

- насадка со щеткой для ухода за брекетами.

Расходный материал.

О КОМПАНИИ

AQUAJET® – зарегистрированный товарный знак Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Компания основана в 1986 году в Республике Сингапур. Мировые стандарты ведения бизнеса и бизнес-культуры, установленные в Сингапуре, гарантируют партнерам и клиентам компании четкое и точное выполнение договорных отношений.



Более 30 лет компания Little Doctor International (S) Pte. Ltd. работает на медицинском рынке. Мы являемся разработчиками многих медицинских приборов. Наша компания является акционером и партнером ведущих производителей медицинской техники.



AQUAJET®

сертификация



Контроль качества

Все поставляемые компанией Little Doctor International (S) Pte. Ltd. медицинские товары полностью проходят все этапы государственного контроля, регистрации и сертификации, которые установлены законодательством каждой из стран СНГ.



Европейское качество

Ирригаторы AQUAJET прошли сертификацию как медицинские изделия класса 2a и полностью соответствуют требованиям Директивы Европейского Союза 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях.



ISO 13485

Производство ирригаторов AQUAJET сертифицировано по стандарту ISO 13485.

Этот стандарт содержит требования к системам менеджмента качества предприятий при проектировании, разработке, производстве и обслуживании медицинских изделий.



Росздравнадзор РФ

Все модели ирригаторов AQUAJET зарегистрированы как медицинские изделия и имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора РФ.

сервисное обслуживание

Компания Little Doctor ответственно подходит к заботе о потребителе, поэтому гарантийным и послегарантийным обслуживанием ирригаторов AQUAJET на территории России и стран СНГ занимается разветвленная сеть авторизованных сервисных центров.

Все инженеры сервисных центров проходят специальный обучающий курс, по окончании которого им выдается сертификат, подтверждающий право заниматься обслуживанием медицинской техники марки Little Doctor.

Сервисные центры полностью обеспечиваются метрологическим оборудованием для проверки приборов и всегда имеют достаточно запасных частей для оперативного и качественного ремонта, а сотрудники сервисных центров всегда могут проконсультировать по телефону, если в этом есть необходимость.

Вы можете скачать Руководство по эксплуатации на вашем языке по ссылке www.LittleDoctor.sg/manuals




информация в интернете

www.AQUAJET.ru

Мультязычный сайт посвящен современному и необходимому прибору – ирригатору полости рта AQUAJET. Здесь Вы найдете подробное описание, технические характеристики и особенности AQUAJET, информацию для оптовых покупателей о весе и габаритах транспортной упаковки, руководство по эксплуатации в формате PDF.

Там же представлен список дистрибьюторов и оптовых поставщиков по странам и городам, список основных розничных продавцов, условия гарантийного обслуживания, точная информация о государственной регистрации и сертификации товара в различных странах.



You Tube www.youtube.com/ldrussia

Официальный канал, посвященный технике Little Doctor и, в частности, ирригаторам AQUAJET.



Комментарии врача-стоматолога об ирригаторе AQUAJET, регулярности применения и использовании лекарственных средств в ирригаторе.



Ролик о модели AQUAJET LD-A8.



Ролик о модели AQUAJET LD-A3.

AQUAJET®



Идеальное средство для идеальной улыбки

Подробную информацию по моделям, использованию, хранению, гарантийному обслуживанию, сертификации и регистрации в государственных органах стран СНГ можно узнать у национальных дистрибьюторов или в интернете по адресу:

www.AQUAJET.ru

БЕСПЛАТНАЯ информационная телефонная линия:

Россия	8-800 200-00-37
Украина	0-800 30-12-08
Беларусь	+375-17 392-00-11

Национальные дистрибьюторы:

Polska	+48-12 268-47-48
Казахстан	+7-7232 76-97-97
Узбекистан	+99895 194-87-12

Издание для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, предназначено для медицинских и фармацевтических работников.

P585/2101/03