

# AQUAJET®



Электронное управление позволяет плавно и без усилий регулировать напор струи. Интенсивность светодиодной подсветки регулятора меняется в зависимости от выбранного режима.



Эргономичный дизайн – удобство в использовании и легкий уход за прибором. Геометрия корпуса минимизирует места для скопления воды и пыли.



Для удобства ирригатор можно повесить на стену. С трех сторон задней панели предусмотрены отверстия для вывода шнура электропитания. Крепежные отверстия панели совпадают с отверстиями модели LD-A8.



Вентилируемый, пылезащитный контейнер для хранения четырех насадок – обеспечивает их чистоту при хранении. Контейнер съемный и легко моется отдельно, в том числе в посудомоечной машине.



Три типа насадок в комплекте: 2 стандартные насадки, насадка-щетка для ухода за брекетами и субгингивальная насадка с мягким силиконовым распылителем.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37  
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.  
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699, Fax: 65-62342197  
E-mail: info@littledoctor.ru  
www.aquajet.ru

© Зарегистрированный товарный знак Little Doctor International (S) Pte. Ltd.  
© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023

P730-2308-2

## ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА LD-A9

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



### Еще удобнее! Еще мощнее!

[www.aquajet.ru](http://www.aquajet.ru)

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

# AQUAJET®



Ирригатор эффективно очищает межзубные пространства и десневые бороздки, удаляя зубной налет. Струя воды достигает области, недоступные при чистке обычной зубной щеткой или нитью. Мощный пульсирующий напор воды массирует десны, улучшая кровообращение.



**AQUAJET** особенно необходим, если используются:

- АППАРАТЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА
- КОРОНКИ
- ПРОТЕЗЫ ЗУБОВ
- ИМПЛАНТАТЫ



**Регулярное использование AQUAJET сохранит ваши зубы и десны здоровыми!**

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



Рекомендован  
стоматологами  
для взрослых  
и детей



## LD-A9

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление воды	не менее 930 кПа
Частота пульсации струи воды	400-1800 импульс/мин.
Максимальное время непрерывного использования	5 мин.
Емкость контейнера, не менее	500 мл.
Комплектность	основной блок, контейнер, насадки AQUAJET LD-SA01 (2 шт.), насадка AQUAJET LD-SA02 (1 шт.), насадка AQUAJET LD-SA05 (1 шт.), панель для крепления к стене, комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, потребительская тара (упаковка).
Гарантийный срок	12 месяцев
Габаритные размеры основного блока, (Д) x (Ш) x (В)	160±5 x 170±5 x 168±5 мм
Масса (без упаковки)	1200 ± 20 г

Производство приборов соответствует международному стандарту ISO 13485. Прибор соответствует Европейской директиве MDD 93/42/ЕЕС. Росздравнадзор регистрационное удостоверение РЗН 2023/20812 выдано 14.08.2023г.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!