

Little Doctor®

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ

LD-207U



МЭШ-ТЕХНОЛОГИЯ

Ультеракомпактный размер.
Бесшумный в работе.
Работает от батареек и от сети.
В рабочем режиме можно наклонять до 45°.
Высокая экономичность.
В комплекте 2 детские маски.
Гарантия: 1 год.

8 ml

LD-250U



ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Для дома и клиники.
Компактный размер.
Индикатор уровня воды.
Бесшумный в работе.
В комплекте 2 детские маски.
Гарантия: 1 год.

max

30 min

12 ml

LD-303



ТЕРМОМЕТР-СОСКА

Материал соски – силикон.
Легко читаемый ЖК-экран.
Время измерения 3-4 мин.
Звуковой сигнал.
Точность измерения $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
Гарантия: 2 года.



LD-300/301/302



ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Гибкий наконечник (LD-302).
Время измерения 3-4 мин.
Точность измерения $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
Память на последнее измерение.
Футляр для хранения.
Гарантия: 2 года.



Little Doctor®

КОМПРЕССОРНЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ

LD-210C



ДЛЯ ДОМА И КЛИНИКИ

Для взрослых и детей.
Активируемый вдохом небулайзер.
В комплекте 2 детские маски
и 3 распылителя для разных отделов
дыхательных путей.
Гарантия: 3 года.



LD-211C



ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Активируемый вдохом небулайзер.
Контейнер для аксессуаров.
В комплекте 2 детские маски
и 3 распылителя для разных отделов
дыхательных путей.
Гарантия: 3 года.



LD-212C



ЯРКИЙ ДИЗАЙН

Компактный размер.
Активируемый вдохом небулайзер.
В комплекте 2 детские маски
и 3 распылителя для разных отделов
дыхательных путей.
Гарантия: 3 года.



ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8-800-200-00-37 (Россия)
0-800-30-120-80 (Украина)
8-800-200-00-37 (Беларусь)

www.LittleDoctor.ru

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2008–2014
® Зарегистрированные товарные знаки. Товар сертифицирован

Little Doctor®

2014

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА LD



P432/1301/07

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ



Все тонометры используют интеллектуальный алгоритм Fuzzy. Позволяет учитывать особенности сердцебиения человека обеспечивая более высокую точность.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

LD7



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Классификация по шкале ВОЗ.
Индикатор аритмии.
Комнатный термометр.
Три независимых будильника.
Гарантия: 3 года.



LD3s



«ГОВОРЯЩИЙ»

Голосовое воспроизведение результатов.
Манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
Гарантия: 3 года.



LD6



КОМФОРТНЫЙ

Измерение при накачке.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



LD3/3a



БЮДЖЕТНЫЙ

Манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
Адаптер в комплекте (для LD3a).
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



LD30



СОВРЕМЕННЫЙ

Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



LD5/5a



КЛАССИЧЕСКИЙ

Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Адаптер в комплекте (для LD5a).
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ЗАПЯСТЬЕ

LD11



СОВРЕМЕННЫЙ

Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Пластиковый футляр в комплекте.
Гарантия: 3 года.



LD8



БЮДЖЕТНЫЙ

Питание от двух батареек AAA.
Пластиковый футляр в комплекте.
Гарантия: 3 года.



Little Doctor®

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО

LD4



КЛАССИЧЕСКИЙ

Индикация аритмии.
До 1000 измерений от одного комплекта батарей.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



LD2



БЮДЖЕТНЫЙ

До 1000 измерений от одного комплекта батарей.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Гарантия: 3 года.



LD1



КОМПАКТНЫЙ

Питание от одной батарейки AAA.
Манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
Гарантия: 3 года.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ

MD300 C33/C21C

ИЗМЕРЕНИЕ ПО ПАЛЬЦУ РУКИ

Цветной дисплей.
Звуковой сигнал (для C33).
Питание 3В (2xAA), вес ~50г.
Гарантия: 1 год.



OLED DISPLAY