

**НОВЫЙ  
И ЯРКИЙ**

Little Doctor®



*Дышите свободно!*



# ИНГАЛЯТОР LD-212C

- АКТИВИРУЕМЫЙ ВДОХОМ
- ТРИ РАЗНЫХ ОТБОЙНИКА
- КОМПАКТНЫЙ  
И ЭКОНОМНЫЙ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

# Little Doctor®



В КОМПЛЕКТЕ  
ДЕТСКАЯ  
МАСКА

## LD-212C

компрессорный  
ингалятор



### 3 РАСПЫЛИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- A** для нижних отделов дыхательных путей
- B** универсальный распылитель
- C** для верхних отделов дыхательных путей



Объем резервуара для ингаляционного раствора	10 мл
Остаточный объем ингаляционного раствора	0,5 мл
Потребляемая мощность	60 Вт
Средний размер частиц, MMAD (расп. A/B/C)	3,5/4,0/5,0 мкм
Максимальное время непрерывной работы	20 минут

Телефон бесплатной горячей линии: **8-800-200-00-37**  
[www.LittleDoctor.ru](http://www.LittleDoctor.ru), [www.МаленькийДоктор.рф](http://www.МаленькийДоктор.рф)

**LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.**  
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,  
Fax: 65-62342197, E-mail: [ld@singaporemail.com](mailto:ld@singaporemail.com)

Издание предназначено для медицинских и фармацевтических работников, для распространения на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и на иных подобных мероприятиях.