

Little Doctor®



ТОЧНОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ.

Пульсоксиметр  
напалечный

MD300 C23



Пульсовой оксиметр MD300C23 предназначен для непрерывного неинвазивного измерения по пальцу руки степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации, %SpO<sub>2</sub>) и частоты пульса.


## Характеристики MD300C23:

- Цветной дисплей
- 6 вариантов отображения
- Питание 3В (2xAAA)
- Вес ~31г
- Размер 58x30x34 мм



## Область применения:

- **в службах Скорой Помощи** для экспресс-диагностики;
- **в «полевых» условиях**, когда использование стационарных приборов невозможно;
- **в стоматологии** для контроля состояния пациента, находящегося под любым видом анестезии;
- **при интенсивной терапии;**
- **после оксигенотерапии;**
- **альпинистами** для контроля состояния при риске развития горной болезни;
- **спортсменами и водолазами** для контроля восстановления после глубоководных погружений;
- **при авиаперелетах.**



Росздравнадзор регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03850 от 26.07.2016 г.

**Бесплатная горячая линия для потребителей:**

Россия 8-800-200-00-37, Украина 0-800-30-12-08, Беларусь 8-800-200-00-37

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,

Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com