

Little Doctor®

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ LD Модель LD-91



Профессиональный тонометр.

Профессиональный прибор для измерения артериального давления.



Стетоскоп в комплекте.

Высококачественный металлический стетоскоп входит в комплект прибора.



Манжета с кольцом.

Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



Shock Protection.

Механизм сфигмоманометра с защитой от ударов и автоматической юстировки нуля.



Воздушный игольчатый клапан.

Надежный воздушный игольчатый клапан с плавной регулировкой сброса давления.



Комбинированный тип.

Для удобства использования манометр совмещен с нагнетателем увеличенного размера.



Манжета с размерными метками.

На манжету нанесены специальные метки для удобства ее использования.



Нейлоновая сумочка в комплекте.

Удобная сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения.

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8-800-200-00-37 (Россия, Беларусь)

Продукт компании:
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: info@littledoctor.sg

www.LittleDoctor.ru

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2008-2023
© Зарегистрированные товарные знаки. Товар сертифицирован

P300/2304/09

Little Doctor®



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО



ОБНОВЛЕННЫЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

механические
тонометры

LD

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

LD-71

Классический тип.
Металлический anerоидный манометр.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-91

Комбинированный тип.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Механизм с защитой от ударов.
Механизм автоматической юстировки нуля.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-100

Классический тип.
Большой циферблат диаметром 11 см.
Удобный отсек для хранения манжеты.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Манжета для окружности плеча 25-36 см.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



СУМОЧКА В КОМПЛЕКТЕ

В комплект всех моделей (за исключением LD-100) входит удобная нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения прибора.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (БЕЗ СТЕТОСКОПА)

LD-70

Классический тип.
Металлический anerоидный манометр.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-70NR

Классический тип.
Металлический anerоидный манометр.
Манжета для окружности плеча 25-40 см.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-80 для ПЕДИАТРОВ

Классический тип.
Металлический anerоидный манометр.
3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см.
Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.
Воздушный игольчатый клапан.



МАНЖЕТЫ LD-CUFF

Приборы LD возможно использовать с любыми из 8 размеров манжет LD-Cuff:

- для новорожденных 7-12 см;
- для младенцев 11-19 см;
- детская 18-26 см;
- взрослая 25-40 см;
- большая взрослая 34-51 см;
- на бедро 40-66 см;
- взрослая (с кольцом) 25-36 см;
- большая взрослая (с кольцом) 33-46 см.



ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


LD-60

Классический тип.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Металлический anerоидный манометр.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-71A

Классический тип.
Металлический anerоидный манометр.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-81

Комбинированный тип.
Большой легкочитаеваемый циферблат.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Адаптация под правую и левую руку.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Гарантийный срок на механические тонометры LD составляет 2 года.

Все приборы одобрены Росздравнадзором РФ для использования в медицинских учреждениях и внесены в Государственный реестр средств измерений.

Производство тонометров LD сертифицировано по стандарту ISO 13485.

