

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LD-521/LD-521A
Тип тонометра	автоматический
Место наложения манжеты	плечо
Память для результатов измерений	90 + среднее
Размер манжеты	22-42 см
Модель манжеты	Cuff-LDU
Питание	4*AAA/micro-USB
Адаптер сети в комплекте	да (для LD-521A)
Вес прибора (без элементов питания и адаптера)	~195 г
Наличие интеллектуальных систем	Fuzzy, IM System
Гарантийный срок	5 лет

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37
 LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
 Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
 Fax: 65-62342197
 E-mail: info@littledoctor.sg
 www.LittleDoctor.ru


® Зарегистрированный товарный знак.
 © Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2021

P719/2112/1

Little Doctor®

НОВИНКА!

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



im
system
ИЗМЕРЕНИЕ
ПРИ НАКАЧКЕ

22-42
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МАНЖЕТА


ИНДИКАТОР
АРИТМИИ

USB
ПИТАНИЕ
ОТ MICRO-USB

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТОНОМЕТРЫ

LD-521 LD-521A

LD-521 LD-521A

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР.
КОМФОРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ
НАКАЧКЕ И ПИТАНИЕ ОТ USB.



Интеллектуальный алгоритм IMS (Inflation Measuring System) позволяет определять давление в процессе накачки манжеты для комфортного и быстрого измерения.



Индикатор гипертензии сообщает о давлении, которое считается повышенным согласно рекомендациям ВОЗ.



Специальный значок на дисплее прибора сообщает о наличии нерегулярного пульса.



Модель комплектуется универсальной манжетой для окружности плеча от 22 см (подростковая) до 42 см (большая взрослая).



Память хранит до 90 измерений + среднее значение 3-х последних измерений.



Возможность питания от любого USB-адаптера электропитания с разъемом micro-USB (у модели LD-521A USB-адаптер входит в комплект, у модели LD-521 в комплекте только USB-кабель).



**ЗНАК КАЧЕСТВА БРИТАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ГИПЕРТОНИИ**

Британское Общество Гипертонии (BHS) основано в 1981 году и объединяет врачей и ученых, которые занимаются проблемами гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании, Ирландии и за ее пределами.

BHS регулярно проверяет приборы для измерения артериального давления поступающие на британский рынок.

Модель LD-521/LD-521A успешно прошла испытания по протоколу Британского Общества Гипертонии (BHS) и отмечена специальным знаком качества.