

**НОВЫЙ
КОМПАКТНЫЙ**

Little Doctor®



Дышите свободно!

ИНГАЛЯТОР **LD-220C**


- СУПЕР КОМПАКТНЫЙ
- МАЛОШУМНЫЙ
- ТРИ РАЗНЫХ ОТБОЙНИКА



Little Doctor®



COMPLETE SET INCLUDED
ADULT MASK
& CHILD MASK



LD-220C

компактный
компрессорный
ингалятор

3 РАСПЫЛИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ
для разных отделов дыхательных путей



Объем резервуара для ингаляционного раствора	10 мл
Остаточный объем ингаляционного раствора	0,5 мл
Потребляемая мощность	60 Вт
Средний размер частиц, MMAD (расп. A/B/C)	3,5/4,0/5,0 мкм
Максимальное время непрерывной работы	20 минут

Little Doctor Europe Sp. z o.o.
ul. Zawila 57G, 30-390 Kraków, Polska
E-mail: biuro@littledoctor.pl

NIP: 676-24-64-557
BIURO HANDLOWE TEL: 48 12 268 47 46
SERWIS: 48 12 268 47 48

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

www.LittleDoctor.pl