

Little Doctor®



ТОЧНОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ.

Пульсоксиметр
напалечный

MD300 CN330



Little Doctor®

Пульсовой оксиметр MD300CN330 предназначен для непрерывного неинвазивного измерения по пальцу руки степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации, %SpO₂), частоты пульса и индекса перфузии.



Отличительные особенности MD300CN330

Индекс перфузии (PI) – важный показатель оценки состояния здоровья человека, который измеряет эффективность кровоснабжения органов и тканей человека.

Низкий индекс перфузии может указывать на недостаток кислорода в организме, возможные проблемы с сердцем или легкими.

Измерение индекса перфузии позволяет обнаружить проблемы с кровоснабжением на самой ранней стадии и принять своевременные меры для их устранения.

Область применения

- **в службах Скорой Помощи** для экспресс-диагностики;
- **в «полевых» условиях**, когда использование стационарных приборов невозможно;
- **в стоматологии** для контроля состояния пациента, находящегося под любым видом анестезии;
- **при интенсивной терапии.**

Характеристики MD300CN330

Цветной дисплей, 7 вариантов отображения, питание 3В (2xAAA), вес ~50 г, размер 60x32x29 мм.