



**БЕЗОПАСНЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
НЕ СОДЕРЖАТ РТУТИ**



ТЕРМОМЕТРЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ

LD-307

LD-309

- Подсветка экрана
- Влагозащищенный корпус
- Звуковой сигнал начала и окончания измерения
- Память термометров сохраняет результат последнего измерения температуры
- Соответствует Европейской Директиве о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС
- У модели LD-309 цвет подсветки дисплея меняется в зависимости от измеренной температуры:



Зеленый
до 37,0 °C



Оранжевый
37,0 - 38,0 °C



Красный
более 38,0 °C

● Травмобезопасные гибкие кончики

● Только проверенные, биосовместимые и токсикологически безопасные материалы



Росздравнадзор РФ
№ РЗН 2025/25222

